

Esp3 I

使用说明书

货号/规格: E1033-A/20 rxns

识别位点:

5' C G T C T C N1 ↓ 3'
3' G C A G A G N5 ↑ 5'

产品简介

Esp3 I 限制性内切酶可识别 CGTCTC(1/5)^N位点, 于 37°C 下使用通用型缓冲液在 5–15 分钟内的切割效果最佳。同裂酶: BsmBI、BstGZ53I、Esp16I、Esp23I。

东盛限制性内切酶在 Digest 和 Green 反应缓冲液中均具备 100% 活性。

通用型 Digest 缓冲液可实现 5–15 分钟内快速完成 DNA 单酶切、双酶切或多酶切, 无需更换缓冲液或后续 DNA 纯化步骤。DNA 修饰酶 (如 Klenow 片段、T4 DNA 连接酶、碱性磷酸酶和 T4 DNA 聚合酶) 在缓冲液中均具有 100% 活性。因此, 在下游应用中使用的酶可直接添加至反应混合物中。较短的孵育时间和较优的通用型 Digest 缓冲液组成消除了星活性效应。

Green 缓冲液包括用于直接将酶切反应产品上样至凝胶的 1 种密度试剂和 2 种示踪染料。

产品组成

组分	E1033-A
Esp3 I	20 µL
10X Digest Buffer	1 mL
10X Green Buffer	1 mL

储存条件

保存于 -20°C。

特点

- 所有东盛限制性内切酶在通用型缓冲液中 100% 活性

- 与下游应用的 100% 缓冲液兼容性
- 5–15 分钟内即可完成酶切
- 直接上样至凝胶
- 无星活性

适用范围

- 分子克隆
- 限制位点作图
- 基因分型
- Southern 印迹
- 限制性片段长度多态性 (RFLP)
- SNP 分析

建议反应条件

- 1X Digest Buffer 或 1X Green Buffer
- 37°C 孵育。
- 1 µL Esp3 I 可酶切的最大量:
 - 1 µg lambda DNA, 5 min
 - 1 µg 质粒 DNA, 5 min
 - 0.2 µg PCR 产物, 5 min
 - 1 µg 基因组 DNA, 5 min

热失活

65°C 加热 10 min。

甲基化对酶切的影响

Dam: 从不重叠-无影响。

Dcm: 从不重叠-无影响。

CpG: 完全重叠-剪切受阻。

EcoKI: 从不重叠-无影响。

EcoBI: 可能重叠-影响未确定。

不同 DNA 中的酶切位点数量

λ DNA	Φ X174	pBR322	pUC57	pUC18/19	pTZ19R/U	M13mp18/19
14	0	1	2	2	0	1

使用方法
不同 DNA 的快速酶切

① 室温下按以下顺序准备反应体系：

Component	质粒 DNA	PCR 产物	基因组 DNA
Nuclease-free Water	15 μ L	15.5 μ L	30 μ L
10X Digest Buffer 或 10X Green Buffer	2 μ L	2 μ L	5 μ L
DTT (20 mM)	1 μ L	1.5 μ L	2.5 μ L
DNA	2 μ L (up to 1 μ g)	10 μ L (~0.2 μ g)	10 μ L (5 μ g)
enzyme	1 μ L	1 μ L	5 μ L
Total volume	20 μ L	30 μ L	50 μ L

② 温和混匀并瞬离。

③ 在 37°C 孵育 5 分钟。

可选：65°C 加热 10 min 使酶失活。

DNA 的双酶切或多酶切

- 反应混合物中酶的总体积不应超过总反应体积的 1/10。
- 每种酶用量为 1 μ L，适当放大反应条件。
- 如果酶需要不同的反应温度，从需要较低温度的酶开始，然后加入第二种酶，在较高的温度下孵育。

质粒 DNA 的扩大反应体系

Component	20- μ L	20- μ L	30- μ L	40- μ L	50- μ L
	rxn	rxn	rxn	rxn	rxn
DNA	1 μ g	2 μ g	3 μ g	4 μ g	5 μ g
enzyme	1 μ L	2 μ L	3 μ L	4 μ L	5 μ L

10X Digest Buffer 或 10X Green Buffer	2 μ L	2 μ L	3 μ L	4 μ L	5 μ L
DTT (20 mM)	1 μ L	1 μ L	1.5 μ L	2 μ L	2.5 μ L
Total volume	20 μ L	20 μ L	30 μ L	40 μ L	50 μ L

注意：注：若总反应量超过 20 μ L，则增加孵育时间 3-5 min。使用水恒温器，不建议使用空气恒温器，因为热量传递到反应混合物的速度很慢。

本品仅供科学研究使用。