

## Random primer (6mer)

货号: R2031 规格: 20 次

### 产品说明

含有 6 个碱基的随机序列引物 (有 46 种可能序列)。

### 产品组分

货号	R2031
Random primer (50 $\mu$ M)	20 $\mu$ l
说明书	1 份

### 产品形态

无色液体。

### 保存条件

-20 $^{\circ}$ C 保存。

### 质量标准:

- 1) HPLC 确认纯度 (>99%)。
- 2) 1 nmol 的本制品和 2  $\mu$ g 的 5S rRNA 在 37 $^{\circ}$ C 条件下反应 24 小时, RNA 的电泳图像不产生变化。

### 产品用途

由 mRNA 合成 cDNA 时作反转录引物使用;  
进行 PCR 反应时, 可根据需要调节用量或用 DEPC 处理水 (R2041/R2042) 稀释至适当浓度使用。

### 注意事项

避免反复冻融。

本品仅供科学研究使用。