

RNase-free dNTPs_(10 mM each)

产品浓度与规格

R2051 dNTPs 10 mM each 500 μ l

产品说明

本品为 dATP、dTTP、dCTP、dGTP 的等摩尔混合物，每种 dNTP 的浓度均为 10 mM。

形态

无色液体。

保存条件

-20°C 长期保存。

质量控制

HPLC 检测 dNTPs 纯度大于 99%，无 DNase 和 RNase 污染。

经过 PCR 检测，可与所有嗜热 DNA 聚合酶配套使用。

使用方法

进行 PCR 反应时，可根据需要调节用量或用 DEPC 处理水（R2041/R2042）稀释至适当浓度使用。

注意事项

避免反复冻融